



Απλουστευμένη εργασία, γρήγορη μέτρηση και σημαντικά **Ιατρικά** αποτελέσματα αυτός είναι ο seca mBCA 515.

seca mBCA 515

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ικανότητα ύψους: 300 kg
- Υποδιαιρέσεις: 50 g < 150 kg > 100 g
- Κατηγορία έγκρισης: Class III
- Κατηγορία Ιατρικού Βοηθήματος: IIa
- Διαστάσεις (Π×Υ×Β):
976 x 1.251 x 828 mm
- Τύπος οθόνης ενδείξουν: Οθόνη αφής 8.4", περιστρεφόμενη κατά 360°
- Διασυνδέσεις: Ασύρματη seca 360°, USB 2.0, Ethernet
- Μέθοδος μέτρησης: 8-σημείων Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Αντίστασης
- Ρεύμα μέτρησης: 100 μΑ
- Χρόνος μέτρησης: 17 δευτερόλεπτα (απλό πρόγραμμα)
- Πλήθος Συχνότητων Μέτρησης: 19



Επικοινωνήστε μαζί μας!

Αν έχετε οποιαδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να αποκτήσετε τον Seca mBCA, μπορείτε να μας βρείτε στο 2106630520. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mBCA.seca.com



20191502215



Πώς μπορείτε να παρέχετε
βέλτιστη θεραπεία γι' αυτό,
αν δεν μπορείτε να το μετρήσετε;

Ακριβής αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος κλινικά αποδεδειγμένη & με μεγάλη επαναληψιμότητα.

Τραυματισμός και Αποκατάσταση.

Το κλειδί για να επιστρέψετε στην απόδοση: seca mBCA.

- Βοηθά στην παρακολούθηση των αλλαγών της σύστασης του σώματος κατά τη διάρκεια του τραυματισμού.
- Αποτελεί τη βάση των στόχων της θεραπείας αποκατάστασης.
- Η τμηματική ανάλυση των μιών (χέρια, πόδια, κορμός) βοηθά στον καθορισμό συγκεκριμένης φυσιοθεραπείας.
- Παρακολουθεί τη σύσταση του σώματος σε βάθος χρόνου.

Προπονητικό camp πριν από τη σεζόν.

Μόνο η τέλεια προετοιμασία εξασφαλίζει τη μελλοντική επιτυχία.

- Η αξιολόγηση του λίπους και της μυϊκής μάζας είναι πολύτιμη πριν από την έναρξη της ανταγωνιστικής προπόνησης ή πριν από την περίοδο των προπονητικών camps
- Οι έμπειροι αθλητές μπορούν να καθορίσουν τις οριακές τιμές για συγκεκριμένα αθλήματα ή συγκεκριμένες περιπτώσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα απόδοσης

Νέοι Αθλητές.

Μικρό μέγεθος, μεγάλες δυνατότητες.

- Στους νέους αθλητές συχνά παρατηρείται μειωμένη μυϊκή μάζα.
- Εφαρμόζονται κατάλληλα προσαρμοσμένα προπονήσεις για την ανάπτυξη των μιών και θεραπεύει διατροφές.
- Η αύξηση της μυϊκής μάζας θα πρέπει να ρυθμίζεται για την πρόληψη της μείωσης της ευλυγχίας.
- **Ο seca mBCA είναι το ιδανικό εργαλείο για όλα τα παραπάνω**

Εξάντληση από υπερβολική προπόνηση.

Μετατρέψτε την εξάντληση σε ανάρρωση/ανάκτηση.

- Η παρακολούθηση της γωνίας φάσης μπορεί να αξιολογήσει την υπερβολική προπόνηση και εξάντληση.
- Η ανεπαρκής ανάρρωση καθώς και η ανεπαρκής παραγωγή θρεπτικών συστατικών προκαλεί μείωση της γωνίας φάσης.
- Το αποτέλεσμα είναι φλεγμονώδεις αντιδράσεις των κυττάρων του σώματος.
- Ενδεικνύεται η διαφορετική διάγνωση.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ SECA mBCA. Γρήγορος στη χρήση και με ασφαλή αποτελέσματα.

Διαισθητική Λειτουργία.

Ο seca mBCA είναι εύκολος στη λειτουργία του μέσω της άνετης, 8.4", οθόνης αφής.

Άμεσα Αποτελέσματα.

17 δευτερόλεπτα, αυτός είναι όλος ο χρόνος που χρειάζεται ο seca mBCA.

Εντυπωσιακή Ακρίβεια.

Ιατρικές ακρίβειες αποτελέσματα με πιστοποίηση των διαφορετικών ενδητήτων, τα οποία αναθεωρούνται μέσω κλινικών μελετών*, οι οποίες χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες πιστοποιημένες μεθόδους και είναι εξοπλισμένες με την ευφυή γερμανική τεχνολογία μέτρησης

Αξιόπιστη Μέτρηση.

Οι χειρολαβές του Seca mBCA βοηθούν στην στήριξη & παρέχουν ένα ασφαλέστερο κράτημα, ενώ τα ενσωματωμένα ηλεκτρόδια της λαβής ελέγχουν την αγωνιότητα επαφής για μια αξιόπιστη μέτρηση.

Εξαιρετική Αντοχή

Η πλατφόρμα ώθησης του Seca mBCA είναι κατασκευασμένη από γυαλί ασφαλείας. Μπορεί αξιόπιστα και με ακρίβεια να ζυγίζει ασθενείς έως 300 kg

